

FICHA TÉCNICA

MULT 4300 - CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Confeccionado em material de nylon e elástico reforçado na região lombar:
- Acabamento reforçado em fita debrum, oferecendo maior conforto e durabilidade;
- Velcro crespo e liso de máxima aderência;
- Hastes de polietileno de alta densidade para maior segurança e estabilidade;
- Suspensório em elástico com regulagem total;
- · Ajuste duplo.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

· Cor: preto;

Peso aproximado: 0,3 kg;

Tamanho	PP	P	М	G	GG	GGG	GGGG
Medida da Cinta	76 a 86	85 a 96	96 a 107	107 a 120	120 a 133	133 a 141	141 a 160
Manequim	34 a 36	38 a 40	40 a 42	44 a 46	48 a 50	52 a 54	56 a 58

INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

- Limita a flexão dorsal / lombar para auxiliar o alinhamento da coluna durante a atividade de levantamento de peso;
- Adequado para atividades que haja movimentos de flexão, carga e descarga de materiais, levantamento de peso, entre outras atividades que acione a coluna;
- Ajuda a corrigir a má postura corporal nas costas e ombros;
- Fornece suporte para as costas, prevenindo desvios de coluna.

ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E PRECAUÇÃO

- O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da luz solar e calor;
- A higienização da cinta é de responsabilidade do usuário;
- O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possíveis danos.





FOTOS ILUSTRATIVAS



FICHA TÉCNICA

MULT 4300 - CINTA ERGONÔMICA ABDOMINAL

GARANTIA

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação. Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal de uso e/ou por exposição a fatores deteriorantes;
- · Modificações e/ou retoques;
- Utilizações para as quais este produto não está destinado.

ATENÇÃO!

A Norma Regulamentadora 6 (NR-6) define o que é Equipamento de Proteção Individual - EPI e o Anexo I dessa norma elenca todos as proteções que são consideradas. A cinta ergonômica não está elencada na NR 6, emite-se CA apenas para os equipamentos e proteções ali listados.



FOTOS ILUSTRATIVAS